



Monopolare Elektroden

Monopolar Electrodes



PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany



Inhalt / Content

- 03 **ARROWtip™** monop. Mikrodissektions-Elektroden, single-use
ARROWtip™ monop. microdissection electrodes, single-use
- 05 **ARROWtip™** monopolare Mikrodissektions-Elektroden
ARROWtip™ monopolar microdissection electrodes
- 07 Monopolare (Koagulations-) Nadelelektroden
Monopolar (coagulation) needle electrodes
- 08 Monopolare Schlingenelektroden
Monopolar loop electrodes
- 09 Monopolare Spatel-/Skalpellektroden
Monopolar blade/scalpel electrodes
- 10 Monopolare Kugelelektroden
Monopolar ball electrodes
- 11 Monopolare Konisationselektroden
Monopolar conization electrodes

Passend zu den anatomischen Anforderungen verschiedener Disziplinen bietet Sutter ein großes Produktportfolio von monopolaren Nadel-, Schlingen-, Spatel-, Skalpell- und Kugelelektroden für Applikationen in den Bereichen HNO, Dermatologie und Gynäkologie.

Based on the anatomical features of different disciplines, Sutter offers a large product portfolio of monopolar needle, loop, blade, scalpel, and ball electrodes for applications in the areas of ENT, dermatology, and gynecology.



Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren. Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen.
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets. Lengths for orientation purposes; may vary slightly.

ARROWtip™ Monopolare Mikrodissektions-Elektroden Monopolar Microdissection Electrodes



Präzision und Vielfalt für Ihre chirurgischen Anwendungen

Mit ihren hitzeresistenten und ultrascharfen Spitzen bieten die **ARROWtip™** monopolaren Mikrodissektions-Elektroden Präzision für feine Haut- und Gewebeschnitte und die Koagulation.

Bei Sutter finden Sie eine Auswahl unterschiedlicher Modelle angepasst an Ihre Bedürfnisse für eine Vielzahl von Anwendungen.

Precision and versatility for your surgical procedures

With their heat resistant, ultra-sharp tip design, the **ARROWtip™** monopolar microdissection electrodes provide precision for cutting, tissue dissection, and coagulation.

Sutter offers a range of different models to meet your needs for a variety of applications.

- Ultrascharfe Spitzen für saubere und feine Haut- und Gewebeschnitte
- Hitzeresistentes Material bewahrt die scharfen Spitzen
- Hitzeunempfindliche Isolation schützt vor Verbrennungen
- Sechskantform verhindert unerwünschte Rotation der Elektrode
- Ultra-sharp tips for clean and precise dissection of tissue
- Heat-resistant material maintains tip sharpness
- High-performance insulation prevents accidental burns
- Hexagonal shape prevents unwanted rotation of the electrode

single-use

- | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| PLAST | Plastische und Ästhetische Chirurgie | HNO | HNO-Chirurgie | DERM | Dermatologie |
| PLAST | Plastic and Aesthetic Surgery | ENT | ENT Surgery | DERM | Dermatology |

Anwendungsmöglichkeiten:

- Hautschnitte
- Hauttumore
- Hautveränderungen
- Blepharoplastik
- Facelifts
- UPPP
- Tumore im Mund- und Rachenraum
- Endoskopische Ohrchirurgie
- Sinuschirurgie

Possible applications:

- Skin incisions
- Skin tumors
- Changes in the skin structure
- Blepharoplasty
- Facelifts
- UPPP
- Oral and oropharyngeal tumors
- Endoscopic ear surgery
- Sinus surgery

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Ø 0.3 mm



36 44 20

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, Gesamtlänge: 53 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, total length: 53 mm



Ø 0.3 mm



36 44 21

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 53 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 53 mm



Ø 0.3 mm



36 44 42

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 105 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 105 mm



Über Sutter-Exklusivpartner zu beziehen | Sold through Sutter Exclusive Partners

ARROWtip™


Monopolare Mikrodisektions-Elektroden, single-use
Monopolar Microdissection Electrodes, single-use

HNO
ENT

HNO-Chirurgie
ENT Surgery

Anwendungsmöglichkeiten:
■ Larynxchirurgie

Possible applications:
■ Larynx surgery



Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

36 44 71

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, Gesamtlänge: 232 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, total length: 232 mm



36 44 72

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 229 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled downw., total length: 229 mm



36 44 73

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 90° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 227 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled downw., total length: 227 mm



36 44 74

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 90° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 230 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled upw., total length: 230 mm



36 44 75

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 45° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 232 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled upw., total length: 232 mm



ARROWtip™

Monopolare Mikrodisektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes

134° C
autoclavable



90°C

PLAST
PLAST

Plastische und Ästhetische Chirurgie
Plastic and Aesthetic Surgery

HNO
ENT

HNO-Chirurgie
ENT Surgery

DERM
DERM

Dermatologie
Dermatology

Anwendungsmöglichkeiten:

- Hautschnitte
- Hauttumore
- Hautveränderungen
- Blepharoplastik
- Facelifts
- Teleangiektasien
- Feine Gewebepräparation

Possible applications:

- Skin incisions
- Skin tumors
- Changes in the skin structure
- Blepharoplasty
- Facelifts
- Telangiectasia
- Delicate tissue dissection

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 20

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, Gesamtlänge: 57 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 57 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 21

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 56 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 56 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 22

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 90° gewinkelt, Gesamtlänge: 52 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 90° angled, total length: 52 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 25

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, Gesamtlänge: 67 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 67 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 28

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 65 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 65 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

ARROWtip™

Monopolare Mikrodisektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes



HNO
ENT

HNO-Chirurgie
ENT Surgery

PLAST
PLAST

Plastische und Ästhetische Chirurgie
Plastic and Aesthetic Surgery

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Anwendungsmöglichkeiten:

- Tonsillotomie
- UPPP
- Tumore im Mund- und Rachenraum
- Endoskopische Ohrchirurgie
- Sinuschirurgie

Possible applications:

- Tonsillotomy
- UPPP
- Oral and oropharyngeal tumors
- Endoscopic ear surgery
- Sinus surgery

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 40
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, Gesamtlänge: 109 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 109 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 43
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 55° gewinkelt, Gesamtlänge: 105 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 55° angled, total length: 105 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 42
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 107 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 107 mm



36 03 65
Monopolare Elektrode für die RF-Tonsillotomie, 0,25 x 10 mm, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 112 mm
Monopolar electrode for RF tonsillotomy, 0.25 x 10 mm, 45° angled, total length: 112 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 50
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, Gesamtlänge: 159 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 159 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 52
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 157 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 157 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm

36 03 62
ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 207 mm
ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 207 mm

Monopolare (Koagulations-) Nadelelektroden

Monopolar (coagulation) needle electrodes



- Feinste Hautschnitte
- Resektion von Gewebevolumina
- Oberflächliche Behandlungen
- Delicate skin incisions
- Tissue resection
- Superficial treatments

PLAST
PLAST

Plastische und Ästhetische Chirurgie
Plastic and Aesthetic Surgery

DERM
DERM

Dermatologie
Dermatology

Ø 1,6 mm
Ø 1.6 mm

Anwendungsmöglichkeiten:

- Teleangiectasien
- Besenreiser
- Couperose
- Blepharoplastik

Possible applications:

- Telangiectasia
- Spider veins
- Couperose
- Blepharoplasty

Ø 0,2 mm
Ø 0.2 mm



36 05 10
Nadelelektrode, Gesamtlänge: 60 mm
Needle electrode, total length: 60 mm

Ø 0,2 mm
Ø 0.2 mm



36 05 11
Nadelelektrode, Gesamtlänge: 55 mm
Needle electrode, total length: 55 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 05 40
Nadelelektrode, Gesamtlänge: 55 mm
Needle electrode, total length: 55 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 08 04
Nadelelektrode, Gesamtlänge: 67 mm
Needle electrode, total length: 67 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

- Geeignet zum simultanen Schneiden und Koagulieren von Gewebe
- Geeignet zum blutarmen Operieren
- Suitable product for simultaneous cutting and coagulating of tissue
- Suitable for dry dissection

Ø 1,6 mm
Ø 1.6 mm



36 05 18
Nadelelektrode, Gesamtlänge 47 mm
Needle electrode, total length 47 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm



36 04 41
Nadelelektrode, Gesamtlänge 73 mm
Needle electrode, total length 73 mm

Monopolare Schlingenelektroden

Monopolar loop electrodes



- Geeignet zum sauberen Abtragen und Ausräumen von wuchernden Hautveränderungen
- Sichere und einfache Handhabung
- Suitable product for safe ablation and resection of superficial changes of skin structure
- Safe and easy to use

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery


DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Anwendungsmöglichkeiten:


- Abtragung von
- Warzen
 - Naevi
 - Altersflecken
 - Rhinophymen
 - Wuchernden Hautveränderungen

Possible applications:

- Ablation of
- Warts
 - Nevi
 - Age spots
 - Rhinophyma
 - Superficial changes of skin structure



36 05 13
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm



36 05 14
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm



Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm



36 08 14
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



Ø 8,0 mm
Ø 8.0 mm



36 08 15
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm

Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm



36 04 46
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 53 mm
Loop electrode, total length: 53 mm

Ø 10,0 mm
Ø 10.0 mm



36 04 43
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 53 mm
Loop electrode, total length: 53 mm

Ø 10,0 mm
Ø 10.0 mm



36 04 63
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 138 mm
Loop electrode, total length: 138 mm

Ø 1,6 mm
Ø 1.6 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Monopolare Schlingen- und Spatelektroden

Monopolar loop and blade electrodes



PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

Anwendungsmöglichkeiten:

- Abtragung von
- Warzen
 - Naevi
 - Altersflecken
 - Rhinophyme
 - Wuchernde Hautveränderungen

Possible applications:

- Ablation of
- Warts
 - Nevi
 - Age spots
 - Rhinophyma
 - Superficial changes of skin structure



7,0 mm
7.0 mm



36 08 11
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



9,0 mm
9.0 mm



36 08 12
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



6,0 mm
6.0 mm



36 08 13
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm

- Feinste Hautschnitte, Resektion von Gewehevolumina, oberflächliche Behandlungen
- Delicate skin incisions, tissue resection, superficial treatments

ACH Allgemeine Chirurgie
GS General Surgery

HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery



36 08 18
Spatelektrode, Gesamtlänge: 64 mm
Blade electrode, total length: 64 mm



36 04 40
Spatelektrode, Gesamtlänge: 68 mm
Blade electrode, total length: 68 mm



36 04 50
Skalpellelektrode, klassisch, Gesamtlänge: 73 mm
Scalpel electrode, classic, total length: 73 mm



36 04 51
Skalpellelektrode, spitz, Gesamtlänge: 72 mm
Scalpel electrode, pointed, total length: 72 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Monopolare Kugelelektroden

Monopolar ball electrodes



- Präzisionsinstrument zum Koagulieren von sehr kleinen bis hin zu größeren Gewebeflächen
 - Die hitzeunempfindliche Isolierschicht beugt unerwünschten Verbrennungen vor
- Coagulation of small to larger areas
 - The heat-resistant insulation prevents unwanted tissue burns

- PLAST

Plastische und Ästhetische Chirurgie
Plastic and Aesthetic Surgery
- HNO
ENT

HNO-Chirurgie
ENT Surgery
- DERM
DERM

Dermatologie
Dermatology

Anwendungsmöglichkeiten:
■ Koagulation
■ Epistaxis

Possible applications:
■ Coagulation
■ Epistaxis

- Ø 1,6 mm
- Ø 1,6 mm

- Ø 2,4 mm
- Ø 2,4 mm

Ø 3,0 mm
Ø 3.0 mm

36 05 21
Kugelelektrode, Gesamtlänge: 52 mm
Ball electrode, total length: 52 mm



Ø 1,0 mm
Ø 1.0 mm

36 08 16
Kugelelektrode, Gesamtlänge: 63 mm
Ball electrode, total length: 63 mm



Ø 3,0 mm
Ø 3.0 mm

36 08 17
Kugelelektrode, Gesamtlänge: 60 mm
Ball electrode, total length: 60 mm

Ø 4,0 mm
Ø 4.0 mm

36 04 42
Kugelelektrode, Gesamtlänge: 51 mm
Ball electrode, total length: 51 mm

Ø 4,0 mm
Ø 4.0 mm

36 04 62
Kugelelektrode, Gesamtlänge: 142 mm
Ball electrode, total length: 142 mm

Monopolare Konisationselektroden

Monopolar conization electrodes



- Schneller, einfacher und sicherer Eingriff
 - Kurze Behandlungsdauer
 - Geringe Blutungen
 - Unter lokaler Anästhesie durchführbar
- Quick, simple and safe treatment
 - Short operating time
 - Minimal postoperative bleeding
 - Can be performed under local anesthesia

- GYN
- Gynäkologie
Gynecology

Anwendungsmöglichkeiten:
■ LLETZ
■ LEEP

Possible applications:
■ LLETZ
■ LEEP

- Ø 2,4 mm
- Ø 2.4 mm

Ø 10 mm

36 08 35
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 147 mm
Loop electrode, total length: 147 mm

Ø 15 mm

36 08 36
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 147 mm
Loop electrode, total length: 147 mm

Ø 20 mm

36 08 37
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 147 mm
Loop electrode, total length: 147 mm

Ø 25 mm

36 08 38
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 147 mm
Loop electrode, total length: 147 mm

25 x 10 mm

36 08 50
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 141 mm
Loop electrode, total length: 141 mm

25 x 15 mm

36 08 51
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 141 mm
Loop electrode, total length: 141 mm

25 x 20 mm

36 08 52
Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 141 mm
Loop electrode, total length: 141 mm



PRECISION ELECTROSURGERY
Made in Germany

SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH
TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY
TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30
WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE