



ARROWtip™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden
single-use

Monopolar Microdissection Electrodes
single-use





Präzision und Vielfalt für Ihre chirurgischen Anwendungen

Mit ihren hitzeresistenten und ultrascharfen Spitzen bieten die ARROWtip™ monopolaren Mikrodissektions-Elektroden Präzision für feine Haut- und Gewebeschnitte und die Koagulation.

Bei Sutter finden Sie eine Auswahl unterschiedlicher Modelle angepasst an Ihre Bedürfnisse für eine Vielzahl von Anwendungen.

Precision and versatility for your surgical procedures

With their heat resistant, ultra-sharp tip design, the ARROWtip™ monopolar microdissection electrodes provide precision for cutting, tissue dissection, and coagulation.

Sutter offers a range of different models to meet your needs for a variety of applications.

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektroden | monopolar microdissection electrodes

- Ultrascharfe Spitzen für saubere und feine Haut- und Gewebeschnitte
- Hitzeresistentes Material bewahrt die scharfen Spitzen
- Hitzeunempfindliche Isolation schützt vor Verbrennungen
- Sechskantform verhindert unerwünschte Rotation der Elektrode



Indikationen

- Hautschnitte
- Hauttumore
- Hautveränderungen
- Blepharoplastik
- Face-Lifting
- TT
- UPPP
- Tumore im Rachenraum
- Endoskopische Ohrchirurgie
- Sinuschirurgie
- Larynxchirurgie

- Ultra-sharp tips for clean and precise dissection of tissue
- Heat-resistant material maintains tip sharpness
- High-performance insulation prevents accidental burns
- Hexagonal shape prevents unwanted rotation of the electrode

Indications:

- Skin incisions
- Skin tumors
- Changes in the skin structure
- Blepharoplasty
- Facelifts
- Tonsillotomy
- UPPP
- Pharyngeal tumors
- Endoscopic ear surgery
- Sinus surgery
- Larynx surgery

Ø 2,4 mm 
Ø 2.4 mm 



Ø 0.3 mm

36 44 20

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, Gesamtlänge: 53 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, total length: 53 mm



Ø 0.3 mm

36 44 21

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 53 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 53 mm



Ø 0.3 mm

36 44 42

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, single-use, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 105 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, single-use, 45° angled downw., total length: 105 mm

ARROWtip™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden

Monopolar Microdissection Electrodes



36 44 71

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, Gesamtlänge: 232 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, total length: 232 mm



36 44 72

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 229 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled downw., total length: 229 mm



36 44 73

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 90° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 227 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled downw., total length: 227 mm



36 44 74

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 90° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 230 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled upw., total length: 230 mm



36 44 75

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode Basterra, 45° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 232 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled upw., total length: 232 mm



Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen.

Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.
Lengths for orientation purposes; may vary slightly.



© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF 1325 – T09 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30
WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE